

# HEALTH & BEAUTY

## GOODS CATALOG

vol.4



Medical



Health



Beauty

**Kenko**

Medical

# 集音器

Personal  
Sound Amplifier

充電式で経済的な  
耳掛けタイプの集音器

耳かけ式集音器

## イヤーフアイン Fit NEW

KHB-101 品番/434680 オープン価格

会話音の周波数帯域を重点的に増幅して聞こえやすくする独自チューニングで、クリアで自然なきこえを実現しました。



小型・軽量、  
軽快な装着感



ノイズキャンセリング  
機能



ハウリング  
防止機能



簡単操作



充電式なので  
経済的



使用例



セット



AC アダプター

充電ケース

単3 アルカリ  
乾電池

集音器

イヤークラップ

クリーニングブラシ

仕 様	
規 準 周 波 数	1,600Hz
最 大 音 響 利 得	50 ±5dB
90dB 最大出力音圧レベル	145 ±5dB 以下
集 音 器 本 体 重 量	7.8g (充電電池込)
集 音 器 本 体 サ イ ズ	44×15 × 9.2 (H) mm
充 電 ケ ー ス サ イ ズ	100 × 65 × 22 (H) mm
充 電 ケ ー ス 重 量	58.4g
電 池 寿 命	約500回充放電
付 属 品	充電ケース、AC アダプター、イヤークラップ (L、M、S、SS 各2個)、クリーニングブラシ、単3アルカリ乾電池1本

本製品は医療機器ではありません。

### 使用場面



鳥の鳴き声などを鑑賞するとき、遠く、小さな声でも聞こえます。




スピーチなどを聴くときに、遠くはなれていても大丈夫です。



話し声を聞くと



テレビを見るときに、テレビの音量が低くても聞こえます。他人にも迷惑をかけません。



会話音の周波数帯 (1000 ~ 4000Hz) を重点的に増幅しています。



小型・軽量、軽快な装着感

小型、軽量で、耳にかかる部分がソフト仕上げになっているため、さわやかな装着感で違和感がありません。また、本体の色が肌の色に近く、目立ちません。



ノイズキャンセリング機能

ボタンひとつで、街なかの騒音など不快な音をカットし、会話音にフォーカスします。



ハウリング防止機能

電源 ON から耳に装着するまでに不快なハウリングが起こりません。

## 補聴器

Hearing-aid

小型軽量の充電式の  
耳穴式デジタル補聴器耳穴式補聴器  
好楽聴

KHB-ITC-D 品番/434420 オープン価格  
2個セット 品番/014400 オープン価格


「どんな補聴器がいいのかわからない」そんな方にお薦めの軽度難聴者向け補聴器。重さわずか 2.4 g。長時間使用していても疲れません。充電式ですので、煩わしい電池交換もすることなく 1 回の充電（8～12 時間）で 6～10 時間使用することが可能です。



ハウリング  
防止機能



充電式なので  
経済的



OSPL900 500Hz 110.1dB  
Ref 0 1600Hz 115.6dB  
Max 0 3100Hz 116.9dB  
FOG500 1600Hz 38.3dB  
Reference Test Gain 31.6dB  
Target 32.0dB  
Measured 32.0dB  
EQ Input Noise 19.2dB

Response Limit 77.0dB  
F1 = 436Hz  
F2 = 5283Hz  
Total Harmonic Distort.  
1.72 0 500Hz 70dB  
3.32 0 800Hz 70dB  
2.12 0 1600Hz 70dB



使用例

仕 様	
最 大 音 響 利 得	40dB ±5dB
90dB 最大出力音圧レベル	125dB 以下
電 池 寿 命	連続使用で約6～10時間/1回充電(約500回充電可能)
AC ア ダ プ タ ー	44×15×9.2(H)mm
充 電 ケ ー ス サ イ ズ	100×65×22 (H) mm
充 電 ケ ー ス 重 量	58.4g
電 池 寿 命	約500回充放電
付 属 品	充電ケース、ACアダプター、イヤークリップ (L、M、S、SS 各2個)、クリーンブラシ、単3アルカリ乾電池1本

製造販売認証番号: 224AGBZX00085000



1 個セット



2 個セット



## 充電式なので経済的

収納ケースが充電器を兼ねており、繰り返しお使いいただけますので経済的です。収納ケースに単3乾電池を装着することで充電することも可能ですので、旅行時にもコンパクトにお使いいただけます。



## 簡単操作

耳に装着した状態でも、手探りで簡単に操作できます。


# 血圧計

## 血圧とは

血管内を流れる血液が血管の内壁におよぼす圧力のことをいいます。

**最高血圧(収縮期血圧)**  
心臓が収縮して血液が送り出され血管内の圧力が上がります。

**最低血圧(拡張期血圧)**  
心臓が拡張して血液が心臓にもどり血管内の圧力が下がります。




## 血圧は常に変化しています

血圧は心身のいろいろな条件で変化し、いつも一定のものではありません。

以下の要因で血圧は変動します。


- ・時刻や季節・身体活動・高血圧治療などの薬剤
- ・飲食(アルコールを含む)・喫煙・精神的緊張
- ・入浴・尿意・会話

安静状態での血圧値を正確につかむためには、5分以上休憩をいれながら何回か測定することをお勧めします。



## 高血圧とは


WHO では血圧を右の表のように分類しています。しかし、血圧値は人種、地域、性別、年齢によってかなりの差がみられ、人により目標値も異なります。測定結果はご自分で判断せずに必ず医師の指導を受けてください。



## 脈圧とは

脈圧とは最高血圧値と最低血圧値の差の値で、動脈硬化とも深く関係があるといわれ、循環器系危険因子のひとつとして広く研究されています。

脈圧は一般的には45mmHg 前後が目安とされていますが、年齢とともに大きくなる傾向にあります。おかしいと感じた方は、ご自分で判断せずに必ず医師の指導を受けてください。



## 脈拍数について

脈拍数は、健康状態を知るうえで非常に大切な値です。一般に成人の脈拍数は、椅子に掛けた安静状態で60～80拍/分が正常値とされていますが、疲労が蓄積されていたり、体調が悪いときには、10～20拍/分多くなることがあります。

自分の安静脈拍数を知り、その日の脈拍数と比較することで、健康状態の変化を見分けるための目安となります。



手首に巻いてボタンを  
押すだけの簡単測定!

## コンパクト手首式 デジタル血圧計

KHB-504 品番/433614 オープン価格

手首に巻いてボタンを押せば血圧・脈拍を楽々測定。  
平均値表示や 60 回分のメモリーなど機能も充実。

仕 様		
重 量	97g(電池を含まず)	
本 体 サ イ ズ	66.5×64×30.5mm ※カフ部を除く	
材 質	本体/ABS 樹脂	
付 属 品	単3形アルカリ乾電池2本、キャリングケース、取扱説明書、添付文書	

医療機器認証番号：21400BZZ0000079000



使用例

腕帯を巻いてボタンを  
押すだけの簡単操作

## 上腕式 デジタル血圧計

KHB-506 品番/433966 オープン価格


腕帯を巻いてボタンを押すだけで腕帯の加圧、血圧・  
脈拍の測定、測定結果の保存まで自動でできます。

仕 様		
重 量	255g(電池を含まず)	
本 体 サ イ ズ	100×152×60.2mm	
材 質	本体/ABS 樹脂	
付 属 品	単3形アルカリ乾電池4本、取扱説明書、添付文書	

医療機器認証番号：220AGBZX00144000

JIS115(非観血式電子血圧計)および EMC(電磁両立性)

規格 IEC60601-1-2:2001※の適合製品です。



使用例

## サポーター

## メディカルを手掛けるケンコーが ドクターやリハビリスタッフと共に開発した ケンコーサポーター腰用

品番／Sサイズ 434451 オープン価格  
品番／Mサイズ 434468 オープン価格  
品番／Lサイズ 434475 オープン価格  
品番／LLサイズ 434482 オープン価格

本体を巻いてから2本のクロスベルトで締めこむことにより、腰椎、骨盤部のサポート力を高めます。適切な部分を集中的にサポートすることにより、腹部の圧迫感が軽減されます。また腰回りの筋肉に沿って、ブラックシリカを配合したステーが施されており、遠赤外線効果により、身体を中から温めます。本体には伸縮性と速乾性に優れた素材を使用し、快適にご使用いただけます。

サイズ	商品全長サイズ	適応サイズ
S	80cm	65～80cm
M	90cm	75～95cm
L	100cm	85～100cm
LL	110cm	95～110cm
材 質		
ナイロン		

## ステータ部に 「ブラックシリカ」を配合 ケンコーサポーター膝用

品番／Sサイズ 434499 オープン価格  
品番／Mサイズ 434505 オープン価格  
品番／Lサイズ 434512 オープン価格  
品番／LLサイズ 434529 オープン価格

幅広ベルトで膝全体を包み込み、クロスベルトをしめることにより、膝のズレやブレを防ぎます。また2本のステーが添え木のように両側から支え、膝関節を保護することにより、動きを無理なくサポートします。またそのステーには「ブラックシリカ」がついておりますので、遠赤外線効果により身体を中から温めます。

サイズ	商品全長サイズ	適応サイズ
S	36cm	33～36cm
M	39cm	36～39cm
L	42cm	39～42cm
LL	46cm	42～46cm
材 質		
ナイロン		



### ブラックシリカとは

北海道上ノ国町神明地区に流れる天の川上流から産出される黒色鉱物のことです。多くの天然ミネラルを含み、常温で遠赤外線を放出しマイナスイオンを発生するといわれています。一般的には岩盤浴に使われる天然鉱石です。



BACK

ブラックシリカで  
遠赤外線効果



FRONT



カーブライン

クロスベルト

裏面イメージ

### 使用上のご注意

- 腰痛などで通院されている方は、医師にご相談の上ご使用ください。
- ご使用中に異常を感じた場合はご使用をおやめください。
- 長時間ご使用になられる場合は、適度に着脱を繰り返してください。
- 無理な締め付けはおやめください。
- 車の運転中はご使用を控えてください。
- 就寝中のご使用はおやめください。

### 洗濯時のご注意

- 洗濯は中性洗剤を使い、ぬるま湯で手洗いしてください。手洗後は、十分にすすぎ、タオルなどで軽く水気を払い、陰干ししてください。
- 洗濯機や乾燥機のご使用はおやめください。



使用例

### 使用上のご注意

- 膝痛などで通院されている方は、医師にご相談の上ご使用ください。
- ご使用中に異常を感じた場合はご使用をおやめください。
- 長時間ご使用になられる場合は、適度に着脱を繰り返してください。
- 無理な締め付けはおやめください。
- 車の運転中はご使用を控えてください。
- 就寝中のご使用はおやめください。

### 洗濯時のご注意

- 洗濯は中性洗剤を使い、ぬるま湯で手洗いしてください。手洗後は十分にすすぎ、タオル等で軽く水気を払い、陰干ししてください。
- 洗濯機や乾燥機のご使用はおやめください。



特殊 S 型ステー

ブラックシリカで  
遠赤外線効果

クロスベルト

カーブライン

# ドクターやリハビリスタッフの経験から開発された「ケンコーサポーター」



多くの臨床経験や医学研究をされている  
ドクターだからこそ、患者様の立場に立った  
「ケンコーサポーター」が開発されたのです。

埼玉県鴻巣市 仁科整形外科 院長

**仁科哲雄**先生

帝京大学医学部医学科卒業

日本整形外科学会専門医／日本医師会認定産業医／

リハビリ臨床認定医／日本医師会認定健康スポーツ医／

整形外科学会認定スポーツ医

<http://nishina-t.or.jp>

## ケンコースポーツタイプ サポーター腰用

品番／Sサイズ 434536 オープン価格

品番／Mサイズ 434543 オープン価格

品番／Lサイズ 434550 オープン価格

品番／LLサイズ 434567 オープン価格

腰部をしっかりホールド。さらに補助ベルトをしめることによりお好みのホールド感に調整が可能に。腰椎への負担を分散することができます。本体には伸縮性に優れた素材を使用し、快適にご使用いただけます。

サイズ	商品全長サイズ	適応サイズ
S	80cm	65～80cm
M	93cm	75～90cm
L	105cm	85～100cm
LL	110cm	95～110cm
材 質		
ナイロン		



FRONT



BACK

使用上のご注意

- 腰痛などで通院されている方は、医師にご相談の上ご使用ください。
- ご使用中に異常を感じた場合はご使用をおやめください。
- 無理な締め付けはおやめください
- 必ず下着の上からご使用ください。・就寝中のご使用はおやめください。

洗濯時のご注意

- 洗濯は中性洗剤を使い、ぬるま湯で手洗いしてください。手洗後は十分にすすぎ、タオル等で軽く水気を払い、陰干してください。
- 洗濯機や乾燥機のご使用はおやめください。

## ケンコースポーツタイプ サポーター膝用

品番／434574 オープン価格

2本のステーで膝のズレやブレをしっかりガード。さらに3本のベルトにより、自在にサポート力を調整することができます。

サイズ	商品サイズ	適応サイズ
フリー	57cm	65～80cm
材 質		
ナイロン		



使用例

使用上のご注意

- 膝痛などで通院されている方は、医師にご相談の上ご使用ください。
- ご使用中に異常を感じた場合はご使用をおやめください。
- 長時間ご使用になられる場合は、適度に着脱を繰り返してください。
- 無理な締め付けはおやめください
- 車の運転中はご使用を控えてください。
- 就寝中のご使用はおやめください。

洗濯時のご注意

- 洗濯は中性洗剤を使い、ぬるま湯で手洗いしてください。手洗後は十分にすすぎ、タオル等で軽く水気を払い、陰干してください。
- 洗濯機や乾燥機のご使用はおやめください。



Health

Air Cleaner


# 空気清浄機

ナノサイズの  
粉塵・ウイルスを抑制・除去

## ウイルスキャッチャー

KHB-VC-WH(ホワイト) 品番/434390 オープン価格  
KHB-VC-BK(ブラック) 品番/434383 オープン価格  
KHB-VC-RD(レッド) 品番/434406 オープン価格

本製品は『Electret Film filter』（特許：European Patent No.1596960 04713478.8-1213/1596960）を使用した空気清浄機です。『Electret Film filter』とは、フィルターの両面に+（プラス）と-（マイナス）を同時に永久帯電させることができるフィルターで、静電気により空気中に浮遊している物質を捕集することができます。『Electret Film filter』は渦巻き状に巻かれており、さらにフィルムには突起状部分が施されておりますので、空気はジグザグにフィルターを通り、空気の通過時間を長くします。そのことにより、極微細（ナノサイズ）な粉塵や各種ウイルスさえも捕らえることができる構造になっております。



仕 様	
適用床面積の目安	～15畳
電 源	AC100V 50,60Hz 共用
サ イ ズ	本体/φ210×130mm 台座/128×70mm
重 量	本体/795g 台/28g
コ ー ド の 長 さ	約3m
モ ー ド	弱 強
風 量	0.52m <sup>3</sup> /分 0.69m <sup>3</sup> /分
消 費 電 力	0.9W 1.5W
電 気 代 の 目 安	14.3円/月 23.8円/月
運 転 音	18.8db 25.0db
交 換 用 フィ ル タ ー	KHB-VC ウィルスキャッチャー交換フィルター

※電気代は、下記計算式より算出したものです。  
消費電力(W)÷1000×1日(24時間)×1ヶ月(30日間)×新電力料金目安単価22(円/kwh)  
(2014年2月現在)

### ウィルスキャッチャー専用 交換用フィルター

KHB-VC-WH(ホワイト) 品番/434390 オープン価格

重量/260g サイズ/φ146×25mm




ホワイト



ブラック

### 粉塵除去測定グラフ



### 抑制・除去できるもの

花粉、室内空気汚染物質（ホルムアルデヒドなど）、揮発性有機化合物（VOCs）系の化学物質、カビ孢子、動物の毛やフケ、チリ／ホコリ、ウイルス、浮遊菌、バクテリア、たばこの煙、自動車排気ガス

- タバコの有害物質（一酸化炭素等）はすべて除去できません。
- 常時発生し続けるニオイ成分（建材臭・ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。
- たばこや焼肉など強いにおいがある時にお使いになると、数週間でフィルターからニオイが発生しフィルター交換が必要になる場合があります。お部屋の換気と併用してお使いください。

## 美容

「スキンケアには人一倍気を配っている」という方にオススメ

## LEDマイクロPC・TV カメラ

KHB-023 品番/434376 オープン価格

パソコンやテレビに接続してマクロの世界を映し出す、LED マイクロ PC・TVカメラ。パソコンに接続し、付属ソフトを使用することにより、静止画や動画も撮影可能。テレビに接続した場合は、ライブ映像のみお楽しみいただけます。LED ライト2灯付きですから暗いところでも場所を選ばず撮影できます。

仕 様	
イメージセンサー	1/4型 CMOS
有効画素数	30万画素
倍 率	32インチテレビで93倍(目安となります)
レ ン ズ	f=8.6mm F3.3
ファイル形式	静止画/ JPEG 動画/ MPEG4(AVI)
サ イ ズ	静止画/640×480 動画/640×480(12 fps)
インターバル撮影	1~200枚/分
テレビ出力	NTSC
電 源	単4形アルカリ乾電池3本(別売)
出力ポート	USB2.0
本体サイズ	135×50×56.5mm
重 量	74g(電池他付属品除く)



## 動作保証について

- 動作環境を満たすパソコンでも、一部機種の設定、構成により正常に動作しない場合があります。あらかじめご了承ください。
- Windows OS をアップグレードしたパソコンでは動作保証はいたしません。
- USB ハブや拡張 USB ボードに接続した状態での使用、自作機および改造を加えたパソコンについては動作保証致しません。
- Mac OS 10.4.8~10.6.2以降では動作致しますがサポート外となります。あらかじめご了承ください。
- 動作環境は最低限の条件を満たした仕様です。OS に対応した動作環境が必要になります。

## 動作環境

■パソコンに接続して使用した場合 (以下の条件を満たすパソコンが必要となります。)

- 下記 OS がプリインストールされたパソコン
- USB インターフェイス(2.0 以上)を標準装備したパソコン
- コンパクトディスクドライブ

Windows 対応 OS	XP(SP3) / Vista(32bit) / 7(32bit/64bit) / 8(32bit/64bit)
CPU	Intel Pentium 4 1.6GHz 以上
メモリー	1GB 以上(2GB 以上を推奨)
ビデオカード	RAM 256MB 以上
インターフェイス	USB2.0 以上
ビデオカード	RAM256MB 以上
インターフェイス	USB2.0 以上

■テレビに接続して使用した場合 (以下の条件を満たすパソコンが必要となります。)

テレビ出力信号が「NTSC 方式」(日本国内で販売されている標準的なテレビ方式)のテレビが必要になります。

美白の大敵紫外線の強さを計測

## UV センサークロック

KHB-004 品番/433379 ¥2,500(税抜)

携帯に便利なコンパクトサイズで、時計・アラーム・カレンダー付き。

仕 様	
重 量	36g
本体サイズ	84×36×13mm
材 質	本体/ ABS 樹脂 ストラップ/ナイロン
付 属 品	ボタン電池(LR44)3個(内蔵)、ストラップ



Beauty

# エア マッサージャー

Air Massager



ふくらはぎの疲れを 3 つのモードで  
揉みほぐすエアマッサージャー

## ポータブル エアマッサージャー

KHB-027(ブラック) 品番/433638 オープン価格  
KHB-031(ピンク) 品番/433751 オープン価格  
KHB-032(イエロー) 品番/433768 オープン価格

一定の圧力モード、圧力差の大小での繰り返しモード、低圧力で  
マッサージと休憩を繰り返す長時間モードがあります。

仕 様		
重 量	155g(電池を含まず)	
本 体 サ イ ズ	112×51.3×17.5mm	
カ フ サ イ ズ	112×260mm	
材 質	本体/ABS樹脂 表面/綿 裏面/ペロア(カフ)	
付 属 品	ケース、単3形アルカリ乾電池2本(内蔵)、取扱説明書、 添付文書	

医療機器許可番号: 217AGBZX00010000



ピンク



イエロー



ブラック



使用イメージ

# 入れ歯洗浄器

## False-tooth Syringe

洗浄・UV 除菌の W パワーで、  
いつもさわやか

## 超音波 UV 入れ歯洗浄器

KHB-401 品番/434314 オープン価格

超音波とUVランプのWパワーで洗浄・除菌。入れ歯は常に清潔！  
単3形乾電池3本（別売）でも充電可能なので、どこへでも持ち運びが便利です。歯ブラシも洗浄できる窓付きです。

仕 様		
重 量	約365g	
サ イ ズ	104×127×100mm	
電 源	単3形アルカリ乾電池3本（別売） または AC アダプター（別売）	
電 池 寿 命	1日1回15～20分使用 約45日（アルカリ乾電池使用時）	
材 質	本体／ABS 容器／抗菌 PS（日本製）	
インナーケースサイズ	約83×60×38mm	
U V 波 長	265nm	
振 動 周 波 数	15000Hz	

除菌力のめやす			
菌の種類	初回値 (CFU/ml)	作動時間	除菌率
黄色ブドウ球菌	$4.2 \times 10^5$	15分	99.9%
大腸菌(エシェリキア・コリ)	$2.6 \times 10^5$	15分	99.8%
緑膿菌	$2.1 \times 10^5$	20分	99.9%

### KHB-401 用 AC アダプタ

品番/434390 オープン価格

入力 AC100V～240V  
ワールドワイド



オープン時

高速振動洗浄でいつもさわやか、おいしく食事

## 入れ歯洗浄器

KHB-411 品番/434352 オープン価格

高速振動洗浄で、ブラシでは落としにくい汚れを落とします。専用ケースは取り外して丸洗いができます。

仕 様		
重 量	約150g(電池を除く)	
本 体 サ イ ズ	約90×80×77mm	
電 源	単3形アルカリ乾電池2本（別売）	
電 池 寿 命	1日1回5分使用 約8ヶ月日（アルカリ電池使用時）	
材 質	本体／ABS 容器／PS	
インナーケースサイズ(内寸)	約80×73×38mm	
振 動 力	5800回/分	
付 属 機 能	オートタイマー(5分後に Off)	



⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
- このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するものがあります。お買い上げの販売店にご確認ください。
- デザイン・仕様は、予告なく変更することがございます。
- 商品の色調は印刷の関係で実物と異なる場合がございます。
- このカタログは、2014 年 2 月現在のものです。



株式会社 ケンコー・トキナー ケンコーホームページ <http://www.kenko-tokina.co.jp>

本社 〒161-8570 東京都新宿区西落合 3-9-19  
■広域販売部 東日本営業所 ☎03(5982)1068(代) ■国内営業部 東京営業所 ☎03-5982-1060(代)  
大阪営業所 〒540-0005 大阪市中央区上町 1-2-13  
■広域販売部 西日本営業所 ☎06(6767)2652(代) ■国内営業部 大阪営業所 ☎06-6767-2640(代)  
名古屋出張所 〒460-0008 名古屋市中区栄 1-15-6(サカエミヤビル 1F) ☎052(232)3331(代)  
札幌出張所 〒060-0042 札幌市中央区大通西 15 丁目 1-11(北日ビル第 2 大通 405 号) ☎011(613)2176(代)  
仙台出張所 〒980-0011 仙台市青葉区上杉 3-3-21(上杉 NS ビル 2F) ☎022(211)0180(代)  
福岡出張所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-12-3(玉井親和ビル 1-H) ☎092(476)5071(代)

お取扱店

